



Modello:

**C-HP**

Tipologia:

**CAMERE HDMI - SERIE H**  
**CAMERA DA MICROSCOPIO 1080P FULL**  
**HDMI**

Descrizione:

*Camera da microscopio HDMI & USB con passo "C"*

### SPECIFICHE DELLA CAMERA

Risoluzione digitale della camera	2 MP (1920 x 1080)
Segnale in uscita	HDMI
Dimensione sensore	1/1.9"
Tecnologia del sensore	CMOS
Tipo di sensore	SONY
Formato immagine	16/9
Dimensione pixel	3.75 x 3.75 µm
Frame rate (HDMI)	60 fps (1920 x 1080) - HDMI; 26fps (1920 x 1080) - USB
Sensibilità	1120 mV a 1/30sec
Dark Signal	0.15mV a 1/30sec
Tempo di esposizione	Da 0.34 msec a 4 sec
Binning	1x1
Alimentazione camera	DC 5V/1A
Passo "C"	SI
Barra degli strumenti	Zoom, Specchio, Comparazione, Congela, Croce, Ricerca, Misurazioni "On screen"
Modalità cattura	Immagini, Video

### ALTRE FUNZIONI HDMI

Operazioni UI	Mouse USB quando usata in modalità HDMI
Pannello di Controllo Camera	On screen: Esposizione, Guadagno, Bil. Bianco, Regolazione Colori, Nitidezza
Barra degli strumenti	Zoom, Specchio, Comparazione, Congela, Croce, Ricerca, Misurazioni "On screen"
Modalità cattura	SI

### ACCESSORI

Vetrino di Calibrazione	SI
Cavo	HDMI e USB
Scheda di memoria	Scheda SD (16G)
Mouse	SI

### SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di esercizio	Da -10 a +50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a +60°C
Umidità relativa	Da 30% a 80%
Umidità di stoccaggio	Da 10% a 60%
Dimensioni	65 x 78 x 88 mm
Peso	0.5 Kg

### REQUISITI DI SISTEMA

Sistema Operativo	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 (32 o 64 bit) OSx (Mac OSx) da 10.7.5 Linux
Requisiti del PC	CPU: Uguale a Intel Core2 2.8GHz o superiore RAM: 2 GB o superiore Porte USB: USB 2.0, almeno due porte