



Modello:

TB-5W

Tipologia:

TABLET PC CON CAMERA INTEGRATA

Descrizione:

*Tablet PC con Camera Integrata.**Tablet PC con sistema rimovibile***SPECIFICHE TECNICHE TABLET**

Modello	Tablet 10.1"
Sistema Operativo	Windows 10 64-bit
Lingua	Multilingue già installato
CPU	Intel® Atom™ Z830, Quad core
Velocità CPU	1.92 GHz
Scheda grafica	Intel® HD Graphics GEN8-LP 10/12 EU
Memoria	Ram 4 GB LPDDR3
LCD display	LED 10.1" IPS Multi Touch Screen
LCD risoluzione	1920x1080, 16/9 Full HD
Hard disk	Hdd 64 GB
Rete	Wireless - Bluetooth 4.0
Porte input/output	USB - Microfono - Lettore Micro SD Card - Micro HDMI - Cuffie
Pulsanti di controllo	Auto rotate off, controllo Volume
Tipologia batterie	Batterie Lithium-ion
Capacità batterie	6500 mAh
Massimo consumo	18 W
Connessione al carico	Alimentatore 5 V 3 A.
Dimensioni	Profondità 8.5 mm, Altezza 16.7 cm, Larghezza 26.1 cm
Peso	560 g
Cavi inclusi	OTG cable (Micro USB-B a USB-A)
Accessori inclusi	Manuale d'uso, tastiera con touchpad, touch pen.
Altre connessioni	Caricatore USB 5 V (2.5 A suggeriti)

SPECIFICHE TELECAMERA

Risoluzione camera digitale	5.1 MP (2592 x 1944)
Segnale in uscita	USB 2.0
Sensore	1/2.5"
Tecnologia del sensore	CMOS
Tipo di sensore	Aptina CMOS
Formato immagine	4/3
Dimensione pixel	2.2 x 2.2 µm
Frame rate massima risoluzione	7 fps (2592 x 1944)
Frame rate altre risoluzioni	27 fps (1280x 960); 90fps (640x 480)
Sensibilità	0.53 V/lux-second
Rapporto S/N	40.5 dB
Range dinamico	66.5 dB
Conversione ADC	8 Bit
Risoluzione colore	1 Bit; 4 Bit; 8 Bit; 24 Bit
Tempo di esposizione	0.294 msec - 2 sec
Binning	1x1; 2x2; 4x4
Filtro IR	380-650 nm (IR-cut filter)
Alimentazione Camera	PC USB
Connessione C-mount	SI

ACCESSORI

Adattatori ottici	0.5x (per tubi oculare 23 mm)
Adattatori per monoculari e binoculari	diametro 30 mm & 30.5 mm
Vetrino di calibrazione	SI
Sempre incluso	Cavo 1.8 m USB, manuale d'uso

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente di lavoro	Da -10° a + 50°C
Temperatura di conservazione	Da -20° a + 60°C
Umidità relativa	Da 30% a 80%
Umidità di conservazione	Da 10% a 60%
Dimensioni	58 x 58 x 36.4 mm
Peso	0.18 Kg