



Modello:

CL-16.1

Tipologia:

ILLUMINATORI

Descrizione:

*Illuminatore LED ad anello.***Coordinate cromatiche (x,y):**

0.320, 0.320 (bianco puro), 6300K

Potenza ottica:

Flusso luminoso: 500 lumen

Illuminamento (a 10 cm di distanza): 6.000 lux (su un diametro di 10cm).

Alimentazione elettrica:

Manopola di regolazione continua dell'intensità.

Diverse modalità di illuminazione: omnidirezionale (circonferenza completamente accesa), obliqua (accensione solo di un quarto oppure metà circonferenza).

Alimentatore esterno in dotazione, con controlli integrati di illuminazione.

Ingresso: 100/240 Vac 50/60 Hz; uscita: 12 Vdc 150 mA.

Accessori:

Anello di fissaggio per testate stereo. Diametro mm 46

Viti di fissaggio: da 46 mm a 70 mm