



Stativo a pantografo con sistema di messa a fuoco per testate stereo. Dotato di sistema di aggancio al tavolo tramite morsetto e di montaggio a parete.

<b>Sistema di messa a fuoco</b>	Tipo	Macrometrica
	Corsa totale macrometrica (mm)	50
	Corsa totale macrometrica (mm)	50
	Tensione regolabile	Si
<b>Stativo</b>	Tipo	Pantograph, with table and wall clamps
	Diametro della colonna (mm)	35
<b>Accessori inclusi</b>	Copertina parapolvere	Si
	Chiave a brugola	Si
	Manuale utente	Versione digitale (scaricabile)
<b>Dimensioni del prodotto</b>	Altezza totale (mm)	330
	Profondità totale (mm)	880
	Braccio orizzontale (mm)	820
<b>Peso del prodotto</b>	(kg)	4,8

