




Wi-Learn

OPTIKA[®]
I T A L Y



OPTIKA WI-LEARN



**Cercate un modo dinamico
e innovativo per insegnare?**



**Con Optika Wi-Learn, ogni scoperta
diventa un momento di crescita
collettiva, rendendo l'apprendimento
più coinvolgente e collaborativo.**



"Le immagini sono puramente dimostrative e potrebbero differire dal prodotto finale."


COME FUNZIONA?



Optika-Wi-Learn offre all'insegnante una vera e propria **stazione di comando centrale**, che raccoglie le immagini in tempo reale da tutti i microscopi collegati in classe.

L'insegnante può scegliere di visualizzare le immagini di tutte le stazioni in modalità “mosaico”, di concentrarsi su microscopi specifici o di visualizzarne solo uno.

Inoltre, l'insegnante può salvare le immagini o i video di ogni singola stazione, dividerli con la classe e stimolare la discussione collettiva.



"Le immagini sono puramente dimostrative e potrebbero differire dal prodotto finale."

POSTAZIONE DELL'INSEGNANTE



- **Microscopio B-290 con testa binoculare digitale Optika-Wi-Learn**
- **Mini pc**
- **24" Monitor**
- **Router Wi-Fi**
preconfigurato per il numero selezionato di dispositivi "studente".



"Le immagini sono puramente dimostrative e potrebbero differire dal prodotto finale."

POSTAZIONE DELLO STUDENTE

**Microscopio B-190 con testa
binoculare digitale Optika-Wi-
Learn.**



"Le immagini sono puramente dimostrative e potrebbero differire dal prodotto finale."

PUNTI DI FORZA



Controllo centralizzato

La stazione dell'insegnante consente di monitorare e controllare le osservazioni di tutti gli studenti in tempo reale.

Facilità d'uso


Sistema preconfigurato e pronto all'uso, senza necessità di licenze software aggiuntive.

Visualizzazione condivisa

Consente la proiezione delle osservazioni su una lavagna multimediale attraverso porta HDMI.

Modularità e flessibilità:

Modulare e disponibile in diverse configurazioni per classi di 8, 12, 16 o 24 studenti.



"Le immagini sono puramente dimostrative e potrebbero differire dal prodotto finale."

PACCHETTI PRECONFIGURATI


I pacchetti disponibili sono:

- OWL-8PKG: 8 studenti + 1 postazione insegnante
- OWL-12PKG: 12 studenti + 1 postazione insegnante
- OWL-16PKG: 16 studenti + 1 postazione insegnante
- OWL-24PKG: 24 studenti + 1 postazione insegnante



La stazione insegnante e la stazione studente possono essere acquistate anche singolarmente.





***Grazie
dell'attenzione!***

OPTIKA[®]
I T A L Y