



Modello:

**ST-151**

Tipologia:

**STATIVO PER STEREO-MICROSCOPI MODULARI**

Descrizione:

*Stativo a base larga con sistema di messa a fuoco per testate stereo.*

#### Illuminazione

La base è dotata di sistema di illuminazione per luce trasmessa, con controllo dell'intensità tramite reostato posto sul lato destro della base.

Potenza LED: 3 W (ognuno).

Temperatura colore: 6,300 K.

Vita media del LED: > 65,000 ore.

Alimentatore: Input 110/240 Vac, 50/60 Hz.

Massima potenza richiesta: 7 W.

#### Messa a Fuoco

La base incorpora un sistema di messa a fuoco macrometrica con manopole su entrambi i lati.

La tensione di messa a fuoco può essere variata.

Lo scorrimento del sistema di messa a fuoco avviene su una colonna.

#### Dimensioni

Base: 320 x 280 mm

Colonna: diametro 32 mm, altezza 360 mm.