



Modello:

ST-152

Tipologia:

STATIVO PER STEREOMICROSCOPI MODULARI

Descrizione:

Stativo a base larga con sistema di messa a fuoco per testate stereo.

Illuminazione	La base non è dotata di sistema di illuminazione propria, ma sfrutta i sistemi di illuminazione esterni (alogeni, a LED o a fibre ottiche).
Messa a Fuoco	La base incorpora un sistema di messa a fuoco macrometrica con manopole su entrambi i lati. La tensione di messa a fuoco può essere variata. Lo scorrimento del sistema di messa a fuoco avviene su un braccio fisso.
Dimensioni	Base: 320 x 280 mm Braccio fisso: altezza 360 mm.