



Modello:

ST-155

Tipologia:

STATIVO PER STEREOMICROSCOPI MODULARI

Descrizione:

Stativo a base larga con sistema di messa a fuoco per testate stereo. Dotato di illuminazione incidente e trasmessa a LED.

Illuminazione	<p>Sorgente luminosa incidente e trasmessa a LED bianco; controllo indipendente della luminosità incidente e trasmessa tramite reostati posti alla base della colonna. Potenza dei LED: 3W, paragonabile ad una lampada alogena da 30W. Temperatura di colore 6300K. Vita media del LED circa 50.000 ore. Voltaggio: 110/240Vac, 50/60Hz, 0,45 A; Fusibile: T2A 250V Potenza massima assorbita: 7W</p>
Messa a Fuoco	<p>La base incorpora un sistema di messa a fuoco macrometrica con manopole su entrambi i lati. La tensione di regolazione della messa a fuoco può essere variata. Lo scorrimento del sistema di messa a fuoco avviene lungo un braccio fisso.</p>
Dimensioni	<p>Base: 330 x 285 mm. Braccio fisso: altezza 305 mm.</p>