


*Testata stereo binoculare, 6.7x...45x*

<b>Metodo di osservazione - Luce trasmessa</b>	Campo chiaro	Opzionale
	Campo scuro	Opzionale
	Luce polarizzata semplice	Opzionale
<b>Metodo di osservazione - Luce incidente</b>	Campo chiaro	Sì
	Luce polarizzata semplice	Opzionale
<b>Testata</b>	Tipo	Binoculare
	Materiale	Stampo plastico / Alluminio
	Inclinazione	45°
	Rotazione a 360 °	Sì
	Distanza interpupillare (mm)	51-75
	Vite di fissaggio per oculari	Sì
	Diametro interno porta testata (mm)	76
Diametro interno del tubo (mm)	30	
<b>Oculari</b>	Indice di campo (mm)	23
	Ingrandimento	10x
	Tipo planare	Sì
	Scala micrometrica	Opzionale
	Diametro del micrometro in vetro (mm)	26
	Elevata estrazione pupillare (per chi indossa occhiali)	Sì
	Regolazione diottrica	Sì
	Paraocchi in gomma	Sì
	Paraocchi retrattili	Sì
<b>Obiettivo</b>	Sistema ottico	Greenough
	Trattamento anti-fungo	Sì
	Tipo di zoom	Parafocale acromatico
	Distanza di lavoro (mm)	110
	Ingrandimenti standard	6.7x-45x
	Rapporto di zoom	6,72
	Click-stop zoom	A 0.67x, 0.8x, 1x, 1.2x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x
<b>Accessori inclusi</b>	Copertina parapolvere	Sì
	Manuale utente	Versione digitale (scaricabile)
<b>Dimensioni del prodotto</b>	Altezza testa (mm)	240
	Larghezza della testa (mm)	167
	Profondità della testa (mm)	200
<b>Peso del prodotto</b>	(kg)	1,8