

Stativo per microscopi SZ-ST7



Illuminazione trasmessa X-LEDT di classe superiore, con LED disposti geometricamente, abbinata a **illuminazione incidente X-LED³** con doppio braccio flessibile a collo d'oca, liberamente orientabile.

L'eccezionale illuminazione incidente generata dall'esclusivo sistema **X-LED³**, integrato in due bracci flessibili a collo d'oca (**3,6 W ciascuno, per una potenza totale di 7,2 W**), è abbinata a un disco per illuminazione trasmessa di dimensioni extra-large e regolabile: **X-LEDT1 a 12 LED** (2 W, su SZ-ST7) oppure **X-LEDT3 a 60 LED** (4 W, su SZ-ST8).

Illuminazione incidente: due bracci flessibili a collo d'oca X-LED³, ciascuno dotato di LED bianco da 3,6 W e regolazione dell'intensità luminosa. Illuminamento: **170.000 lux** (a una distanza di 10 cm). Temperatura colore: **6.300 K**.

Illuminazione trasmessa: disco X-LEDT1 a 12 LED, con LED bianchi da 2 W e regolazione dell'intensità luminosa. Illuminamento: **4.000 lux**. Temperatura colore: **6.300 K**. Alimentatore esterno multi-plug **100-240 Vac / 12 Vdc**.

Dimensioni della base: 270 × 210 mm.

Dimensioni della colonna: Ø32 × 280 mm.

Piano portaoggetti: diametro 95 mm, completo di disco traslucido e disco bianco/nero, con fermacampioni.

Peso: 2,40 kg.

Da utilizzare in combinazione con un **meccanismo di messa a fuoco SZ-A1/A6**.