

Modello:  
**ST-30FX**

Tipologia:  
**STEREOMICROSCOPIO DIDATTICO**

Descrizione:  
*Stereomicroscopio per applicazioni didattiche e di routine.*



|                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Testa</b>             | Binoculare, inclinata 45°, fissa.<br>Compensazione diottrica sul tubo oculare sinistro.<br>Regolazione distanza interpupillare tra 53 e 75 mm.                                                            |
| <b>Oculari</b>           | Wide Field, WF 10x/20.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obiettivi</b>         | 2x – 4x selezionabili.<br>Distanza di lavoro: 57 mm.                                                                                                                                                      |
| <b>Stativo</b>           | Colonna fissa con meccanismo di fuoco.                                                                                                                                                                    |
| <b>Messa a fuoco</b>     | Tramite pignone e cremagliera, controllati da una coppia di manopole poste ai lati del microscopio.                                                                                                       |
| <b>Tavolino</b>          | Dotato di disco semi-trasparente per luce trasmessa e pinzette ferma-preparato.                                                                                                                           |
| <b>Illuminazione</b>     | Doppio illuminatore per luce incidente e trasmessa dotato di due led da 1 W di estrema luminosità.<br>Alimentatore esterno: Input 110/240 Vac, 50/60 Hz; Output 12 Vdc 500 mA.<br>Potenza massima: 2.5 W. |
| <b>Dimensioni</b>        | ALTEZZA: 305 mm<br>LARGHEZZA: 116 mm<br>PROFONDITÀ: 215 mm<br>PESO: 2 kg                                                                                                                                  |
| <b>Accessori inclusi</b> | Manuale e copertina anti-polvere.                                                                                                                                                                         |